



ROSTER DENT®


Sistemas de Implantes Dentales



Sistema de Implantes

HEX

Conexión Hexágono Externo



www.rosterdent.com

HEX

Características:

Cilíndrico.

Rosca D.E. (doble entrada 60°). Sólo en Ø 3,3

Rápida inserción autorroscante.

Ápice con 3 ejes cortantes.

Incluye Porta Implante Multifunción (PIM).

Este puede usarse como Transfer para cubeta cerrada y pilar estético con hombro de 2 mm.


Incluye tornillo de titanio definitivo.

* Opcional Implante Hex SG con conexión tipo estrella.

Sin porta Implante y sin tornillo.

Con tapa de cierre.

Disponible en RD Ø 3,75 mm y Ø 4,00 mm



Hex

Hex SG *

Detalles:

Los implantes de diámetro 3,3 poseen un hexágono de 2,4 mm de lado a lado entre caras y 1 mm de altura, la rosca interna del tornillo de ajuste protésico es de 1,8 mm.

Los implantes de diámetro 3,75 y 4 presentan plataforma de 4,1 mm y su hexágono tiene 0,7 mm de altura y 2,7 mm de ancho de lado a lado entre caras, la rosca interna del tornillo de ajuste protésico es de 2 mm.

El implante de diámetro 5 posee un hexágono de 3,3 mm de lado a lado entre caras y 1 mm de altura y su tornillo protésico utiliza una rosca de 2,5 mm.

Sistema de Implantes

HEX


Conexión Hexágono Externo



Protocolo de Fresado

HEX		Lanza 2,0	Ø 2,5	Ø 3,0	Ø 3,3	Ø 3,5	Ø 4,2 ó 4,5
Ø 3.3							
Ø 3,75							
Ø 4.0							
Ø 5.0							

Protocolo de fresado Hex Ø3,75



Es un implante de cuerpo cilíndrico y con fresado autoroscante especialmente indicado en hueso tipo I y II gracias al diseño de su ápice. Al igual que todos nuestros productos, su superficie se encuentra tratada mediante un blasting mas un grabado acido (denominado superficie SLA), que sirve para crear cavidades en la superficie del implante que son posteriormente tratadas con la técnica de pasivado.

También cuenta con un fresado en forma de gota que coincide con una de las caras del hexágono, permitiendo poder utilizarlo como referencia para la posición y facilitar los trabajos de transferencias.



- Diagrama de un paquete de ROSTER DENT con líneas que conectan las partes del empaque con una lista de requisitos de etiquetado:


 - Marca del Producto y datos del laboratorio que lo fabrica.
 - Datos del Responsable Técnico.
 - Código autorización ANMAT.
 - Datos lote del producto.
 - Signos (leer instructivo) y (producto de un solo uso).
 - Información importante sobre el producto.
 - Datos para contactarse con Laboratorios Romi s.a.

Diámetros y Longitudes



Ø 3,3 mm

Hexágono distancia entre caras 2,4 mm / Altura 1 mm



SD Diámetro Pequeño

8 mm



10 mm



11,5 mm



13 mm



15 mm



Código del producto

501-001-00

501-002-00

501-003-00


501-004-00

501-005-00



Ø 3,75 mm

Hexágono distancia entre caras 2,7 mm / Altura 0,7 mm



RD Diámetro Regular

8 mm



10 mm



11,5 mm



13 mm



15 mm



Código del producto

501-006-00

501-007-00

501-008-00

501-009-00

501-010-00



Ø 4,0 mm

Hexágono distancia entre caras 2,7 mm / Altura 0,7 mm



RD Diámetro Regular

6 mm



8 mm



10 mm



11,5 mm



13 mm



15 mm



Cód. del producto

501-011-00

501-012-00

501-013-00

501-014-00


501-015-00

501-016-00



Ø 5,0 mm

Hexágono distancia entre caras 3,3 mm / Altura 1 mm



WD Diámetro Ancho

8 mm



10 mm



11,5 mm



13 mm



15 mm



Código del producto

501-018-00

501-019-00

501-020-00


501-021-00

501-022-00



Presentación del Producto

- | | | | |
|----------|------------------------------|----------|--|
| A | Cuello pulido de 1.00mm | E | Rosca Pronunciada |
| B | Blasting + tratamiento ácido | F | Fresado Autorroscante |
| C | Hexágono Externo | G | Ápice ligeramente cónico y terminación redondeada. |
| D | Curpo y Rosca Cilíndrica | | |



Supraestructura

Para todas las medidas: Hex Ø3,3 - Ø3,75 - Ø4,0 - Ø5,0



PORTA IMPLANTE MULTIFUNCIÓN (PIM)

Puede usarse como Transfer para cubeta cerrada y Pilar estético con hombro de 2 mm. Incluye tornillo de titanio definitivo.



TAPA DE CIERRE Todas las medidas

SD: 3,3 (punzonado 0,35)
RD: 3,75 - 4,0 (punzonado 0,48)
WD: 5,0 (punzonado 0,48)



PILAR ANGULADO 15° Y 25°

alt. 9 mm hombro 2 mm Incluye tornillo de Titanio con punzonado 0,48

Fabricamos a medidas

Ø 3,3mm	Ø 3,75-4,0mm	Ø 5,0mm
1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm



TAPA DE CICATRIZACIÓN con contorno estético (ver cuadro) Alturas 2, 3, 4 mm.

Fabricamos a medidas


Ø 3,3mm	Ø 3,75-4,0mm	Ø 5,0mm
4,2 mm	5,0 mm	6,0 mm



PILAR ESTÉTICO ANATÓMICO

Incluye tornillo de Titanio con punzonado 0,48

Ø 3,3 - 4 - 5.
Altura A: 1,7 mm
Altura B: 3 mm



TORNILLO DE TITANIO SW-RD-WD

Todas las medidas
1,8 - 2 - 2,5



PILAR UCLA TITANIO Rotacional y No Rotacional

Incluye tornillo de Titanio con punzonado 0,48



TRANSFER DE IMPRESIÓN
TITANIO Y BRONCE

Todas las medidas
3,3 - 3,75 - 4,0 - 5,0



ANÁLOGO MULTIFUNCIÓN
DE TITANIO



PILAR UCLA CALCINABLE

Rotacional y No Rotacional
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



Todas las medidas
3,3 - 3,75 - 4,0 - 5,0



ANÁLOGO DE IMPLANTE
TITANIO Y BRONCE

Todas las medidas
3,3 - 3,75 - 4,0 - 5,0



PILAR RECTO TITANIO
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48

Ø 3,3mm	Ø 3,75/4,0mm	Ø 5,0mm
0 mm	0 mm	0 mm
1 mm	1 mm	1 mm
2 mm	2 mm	2 mm
3 mm	3 mm	3 mm
4 mm	4 mm	4 mm
5 mm	5 mm	5 mm



ANGULADOS MULTI UNIT



PILARES T-BASE
ZIRCONIO



PILAR BALL ATTACHED

alt. 2,3,4 mm.
con cazoleta y 2 o-rings



CAZOLETAS

CAZOLETA ABIERTA (a)
CAZOLETA CERRADA (b)



PILAR BASE CROMO
Rotacional y No Rotacional

Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



PILAR MACIZO FACETADO
altura 9 mm / hombro 2 mm

Todas las medidas
3,3 - 3,75 - 4,0 - 5,0

