



ROSTER DENT®
Sistemas de Implantes Dentales

Sistema Digital de Implantes Libreria 3D



Tecnología y calidad
en un mismo producto.

www.rosterdent.com

Sistema Digital de Implantes Librería 3D






La solución digital que ofrece Rosterdent con el sistema CAD/CAM para mejorar el tratamiento de los pacientes permite al odontólogo y protesista dental tener la ventaja de optimizar el flujo de trabajo, utilizando herramientas digitales durante la cirugía.

Ventajas que ofrece la odontología Digital:

- * Flujos de trabajo más rápidos, competencia mejorada.
- * Es fácil de usar y alcanzar sus altas expectativas.
- * Flexibilidad como usted lo requiere.
- * Fiabilidad en la que puede confiar.
- * Independiente e innovador.
- * Verdaderamente preparado para el futuro.

Scan body de uso dual

Estos dispositivos se utilizan como aditamento de transferencia para establecer virtualmente en 3D la posición de la plataforma del implante y su relación con el resto de la boca. El scan body reemplaza al transfer convencional y sería el homólogo al transfer.





Sistema de restauración sobre implantes digitales Rosterdent.

La combinación de exactitud, simplicidad, precisión y fácil flujo de trabajo en los software más potentes del mundo para ser trabajados sobre T-Base y restauraciones mecanizadas directas a los implantes.

La nueva tecnología de **Rosterdent** ha llegado con mejoras significativas en su sistema. Destacando los nuevos scan body facetados, se enfatiza la diferenciación de colores y el anodizado mate que agiliza el proceso de registro al eliminar el destello del scan body. Esto ofrece una ventaja distintiva en comparación con otros sistemas. Además, las facetas amplias del scan body facilitan la reposición de la pieza en programas de diseño Digital.

El sistema de **Rosterdent** se destaca por su amplia propuesta de resolución protética, incluyendo un nuevo análogo con fácil reposicionamiento y estabilidad primaria en el modelo 3D. Independientemente de la capacidad de resolución de la impresora, este análogo ofrece garantía de posicionamiento correcto gracias a una faceta única que evita errores. Esta característica es otro aspecto positivo del sistema **Rosterdent**.



Rosterdent ofrece bibliotecas de diseño para sistemas CAD/CAM de terceros que facilitan el diseño CAD de dispositivos personalizados para pacientes, asegurando una adaptación precisa a los implantes y soluciones protésicas de nuestro sistema de implantes dentales.

Tabla cromática por medida

Hexágono Externo 	$\varnothing 3.3 / \varnothing 3,75$ y $\varnothing 4 / \varnothing 5$ 
Hexágono Interno 	$\varnothing 3.5 / \varnothing 4 / \varnothing 5$ 
Tri-Channel 	$\varnothing 3.5 / \varnothing 4.3 / \varnothing 5 / \varnothing 6$ 
Cono Morse 	Todas las medidas 

